



THS799 CELLA DI KRAMER

THS799 cella di Kramer ideale per eseguire prove di compressione, estrusione e taglio di prodotti sfusi composti da più elementi come frutta e verdura, fagioli, legumi, piselli, cereali.

- **Disponibile a 9 o a 5 lame parallele**

Categorie: [Grip-Engineering](#), [G03 - Taglio](#)

PRODUCT DESCRIPTION

THS799 cella di Kramer

THS799 cella di Kramer ideale per eseguire prove di compressione, estrusione e taglio di prodotti sfusi composti da più elementi come frutta e verdura, fagioli, legumi, piselli, cereali. Disponibile con il dispositivo superiore a 9 o a 5 lame parallele in acciaio.