



## FR-HA SONDE DI COMPRESSIONE A DISCO

Sonde di compressione con terminazione a disco ideali per testare campioni fragili al fine di determinare l'inclinazione della rottura, la freschezza e resistenza, per esempio su caramelle, chicchi di caffè o frutta (per determinare il comportamento di impilamento). Ideali anche per prove cicliche su campioni elastici come pane, torte, formaggio, pesce e gelatine.

- **Per prove di compressione**
- **Ideali per testare campioni fragili**
- **Ideali per prove cicliche su campioni elastici**

---

Categorie: [Imada](#), [Morsetti](#), [Alimenti](#)

## PRODUCT DESCRIPTION

### FR-HA Sonde di compressione con terminazione a disco

Sonde di compressione con terminazione a disco. Il diametro del piattello può variare in base alle esigenze del test. Ideale per testare campioni fragili al fine di determinare l'inclinazione della rottura, la freschezza e resistenza, per esempio su caramelle, chicchi di caffè o frutta (per determinare il comportamento di impilamento). Ideale anche per prove cicliche su campioni elastici come pane, torte, formaggio, pesce e gelatine. Il provino viene compresso due volte a un certo grado e poi decompresso. Il comportamento di compressione e di recupero mostra la stabilità, la viscosità, il grado di maturità e le proprietà visco-elastiche.