



FG/BASE TAVOLINO DI BASE

FG-BASE tavolino di base fornito di serie con il Texture Analyser TA1. Si presenta come un piano di appoggio generico utilizzato per montare i vari dispositivi scelti per effettuare le prove sugli alimenti.

- **Carico massimo: 1 kN**

Categorie: [Lloyd Instruments](#), [Morsetti](#), [Per prove alimenti](#)

PRODUCT DESCRIPTION

FG/BASE tavolino di base per le prove sugli alimenti

FG-BASE tavolino di base fornito di serie con il Texture Analyser TA1. Si presenta come un piano di appoggio generico utilizzato per montare i vari dispositivi scelti per effettuare le prove sugli alimenti. Esso garantisce un allineamento preciso tra i campioni da testare e gli afferraggi. Si compone di una piattaforma di alluminio quadrata montata su quattro colonne, il centro della piattaforma presenta un foro con una rientranza per accettare altri dispositivi e quattro viti di regolazione per facilitare l'allineamento.

Questa struttura è posta all'interno di una vaschetta raccogli-gocce universale che si aggancia al codolo inferiore della macchina. La distanza tra la piattaforma e la vaschetta di raccolta è stata progettata per accomodare una ciotola per la raccolta del campione caduto. La vaschetta raccogli-gocce è a tenuta stagna e può essere facilmente rimossa dalla macchina per svuotarla dal traboccamento nel caso in cui non si usi una ciotola per la fuoriuscita del prodotto. La piattaforma viene fornita di serie con un inserto piano che può essere usato come una piastra di compressione. Il tavolino ha anche una cavità circolare per accettare uno scudo di protezione anti-schegge.