



## FG/CFS DISPOSITIVO TEST FRIABILITÀ PATATINE

FG-CFS dispositivo usato principalmente per testare la croccantezza, la friabilità e la durezza di patatine a sfoglia fritte, chips di mais e prodotti alimentari per spuntini che vengono fritti o cotti al forno.

- **Carico massimo: 500N**
- **Richiede il tavolino di base**

---

Categorie: [Lloyd Instruments](#), [Morsetti](#), [Per prove alimenti](#)

## PRODUCT DESCRIPTION

**FG/CFS**  
**dispositivo per testare la friabilità delle patatine**

FG-CFS dispositivo usato principalmente per testare la croccantezza, la friabilità e la durezza di patatine a sfoglia fritte, chips di mais e prodotti alimentari per spuntini che vengono fritti o cotti al forno. Il dispositivo è composto da una sonda sferica e da un supporto circolare cavo montato sul piano di appoggio della macchina. La sonda sferica è spinta in basso fino ad applicare una forza di flessione al campione.